

PINCE DE BAKEY, CLAMP POUR COARCTATION, 22CM, COUDÉE À 20°

Réf. IP19522



PINCE DE BAKEY, CLAMP POUR COARCTATION, 22CM, COUDÉE À 20°

Réf. IP19522

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040023342

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 22,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,064

Poids conditionnement (kg) : 0,064

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP19522

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.