

PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 90°, 18 CM

Réf. IP49718



PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 90°, 18 CM



Réf. **IP49718**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040086873

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 17,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,046

Poids conditionnement (kg) : 0,046

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP49718

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.