

## PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, FINE, 45°, 24 CM

Réf. IP49724



# PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, FINE, 45°, 24 CM

Réf. IP49724

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040027463
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	29,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,2	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,080	Poids conditionnement (kg) :	0,080
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:24 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP49724

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.