

PORTE-AIGUILLE, MORS FINS, TUNGSTÈNE, 20 CM

Réf. IP50220



PORTE-AIGUILLE, MORS FINS, TUNGSTÈNE, 20 CM

Réf. IP50220

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040027548

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 20,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,052

Poids conditionnement (kg) : 0,052

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP50220