

EXPLORATEUR BAKES, 30 CM, N°3

Réf. IE39103



EXPLORATEUR BAKES, 30 CM, N°3



Réf. IE39103

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040017556

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 30,6

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,025

Poids conditionnement (kg) : 0,025

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE39103

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.