

PORTE-AIGUILLE, MORS FINS, TUNGSTÈNE, 23 CM

Réf. IP50223



PORTE-AIGUILLE, MORS FINS, TUNGSTÈNE, 23 CM

Réf. IP50223

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040027555

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,8

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 22,6

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,065

Poids conditionnement (kg) : 0,065

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP50223