


PORTE-AIGUILLE, MORS FINS, TUNGSTÈNE, 26 CM

Réf. IP50226



PORTE-AIGUILLE, MORS FINS, TUNGSTÈNE, 26 CM



Réf. **IP50226**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040027562

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 27,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,078

Poids conditionnement (kg) : 0,078

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:25 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP50226

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.