

PORTE-AIGUILLE DE RYDER 22 CM - MORS TUNGSTÈNE

Réf. IP50422



PORTE-AIGUILLE DE RYDER 22 CM - MORS TUNGSTÈNE



Réf. IP50422

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040134192

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 22,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,062

Poids conditionnement (kg) : 0,062

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:27 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP50422

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.