



PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 14 CM, TUNGSTÈNE

Réf. IP50314



PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 14 CM, TUNGSTÈNE

Réf. IP50314

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040027623

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 13,8

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,034

Poids conditionnement (kg) : 0,038

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP50314