

## PINCE HÉMOSTATIQUE À TENDRE LES FILS DE WECKER, 5 CM, DROITE

Réf. IP54005



# PINCE HÉMOSTATIQUE À TENDRE LES FILS DE WECKER, 5 CM, DROITE



Réf. **IP54005**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040028194

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 5,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,008

Poids conditionnement (kg) : 0,008

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



15/11/2022 12:44 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP54005

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.