

## PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 20 CM, TUNGSTÈNE

Réf. IP50320


 Holtex

GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE



CE

DISPOSITIF MEDICAL  
MEDICAL DEVICE  
CLASSE  
**I**



# PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR, 20 CM, TUNGSTÈNE



Réf. IP50320

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040027654

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 20,1

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,058

Poids conditionnement (kg) : 0,058

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



14/06/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP50320

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.