

## SONDE VÉSICALE, MÉTAL, FEMME, 15 CM X 4 MM

Réf. IS03400



# SONDE VÉSICALE, MÉTAL, FEMME, 15 CM X 4 MM



Réf. IS03400

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040087573

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,006

Poids conditionnement (kg) : 0,006

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:38 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS03400

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.