


## PINCE HÉMOSTATIQUE À TENDRE LES FILS DE WECKER, 7 CM, COURBE

Réf. IP54017



# PINCE HÉMOSTATIQUE À TENDRE LES FILS DE WECKER, 7 CM, COURBE

Réf. IP54017

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040028224

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,8

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 6,8

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,040

Poids conditionnement (kg) : 0,040

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:04 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP54017