


SONDE VÉSICALE, MÉTAL, FEMME, 15 CM

Réf. IS03402



SONDE VÉSICALE, MÉTAL, FEMME, 15 CM



Réf. **IS03402**

4mm de diamètre

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe Ir | |
| Marquage : | CE | Code barres : | 3661040030128 |
| Garantie (mois) : | 24 | Code douanier : | 90189090 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | 1,1 | Largeur conditionnement (cm) : | |
| Longueur unitaire (cm) : | 16,2 | Longueur conditionnement (cm) : | |
| Hauteur unitaire (cm) : | 0,7 | Hauteur conditionnement (cm) : | |
| Poids unitaire (kg) : | 0,012 | Poids conditionnement (kg) : | 0,012 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS03402

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.