


PORTE-AIGUILLE BARRAQUER, COURBE, 13 CM, MORS UNIVERSELS

Réf. IP54113



PORTE-AIGUILLE BARRAQUER, COURBE, 13 CM, MORS UNIVERSELS



Réf. IP54113

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040028248

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 13,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,8

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,023

Poids conditionnement (kg) : 0,023

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP54113

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.