

SONDE VÉSICALE SET DE 4 PCS (DIAM 2,3,4,5 MM)

Réf. IS03405



SONDE VÉSICALE SET DE 4 PCS (DIAM 2,3,4,5 MM)

Réf. IS03405

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040087597

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,011

Poids conditionnement (kg) : 0,011

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS03405