

PORTE-AIGUILLE HALSEY, 13 CM, TUNGSTÈNE

Réf. IP50413



PORTE-AIGUILLE HALSEY, 13 CM, TUNGSTÈNE



Réf. IP50413

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040027708

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,9

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 12,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,028

Poids conditionnement (kg) : 0,028

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:26 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP50413