

## SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 16 MM, LONG 85 MM

Réf. IS04616



## SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 16 MM, LONG 85 MM

Réf. **IS04616**

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040030180

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 8,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,079

Poids conditionnement (kg) : 0,079

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS04616