

ECARTEUR ABDOMINAL DE KIRSCHNER, CADRE AVEC 4 VALVES

Réf. IE90200



ECARTEUR ABDOMINAL DE KIRSCHNER, CADRE AVEC 4 VALVES

Réf. **IE90200**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040017877

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 26,1

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 35,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 1,105

Poids conditionnement (kg) : 1,105

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



11/08/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE90200