

PORTE-AIGUILLE DE TROUTMAN-O'BRIEN - MORS FINS 0.8 MM - 10 CM

Réf. IP54240



PORTE-AIGUILLE DE TROUTMAN-O'BRIEN - MORS FINS 0.8 MM - 10 CM



Réf. **IP54240**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040086941

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,8

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 11,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,8

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,014

Poids conditionnement (kg) : 0,014

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP54240

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.