

DISSECTEUR DE WATSON-CHEYNE 200 MM X 12 MM

Réf. ID29003



DISSECTEUR DE WATSON-CHEYNE 200 MM X 12 MM



Réf. ID29003

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040044101

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 20,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,400

Poids conditionnement (kg) : 0,040

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ID29003

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.