

## SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 110 MM

Réf. IS04638



# SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 110 MM



Réf. **IS04638**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I <sub>r</sub>	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040030241
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	3,8	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	11,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	6,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,274	Poids conditionnement (kg) :	0,274
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS04638

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.