

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 40 MM, LONG 110 MM

Réf. IS04640



SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 40 MM, LONG 110 MM

Réf. **IS04640**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040030258

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 11,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,280

Poids conditionnement (kg) : 0,290

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS04640