

SPÉCULUM LATÉRAL - 25 CM - VALVE DE 50 X 25 MM

Réf. IS04800



SPÉCULUM LATÉRAL - 25 CM - VALVE DE 50 X 25 MM



Réf. **IS04800**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040087603

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 15,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 22,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 10,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,239

Poids conditionnement (kg) : 0,239

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:40 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS04800

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.