



SONDE À VOIES LACRYMALES BOWMAN, DOUBLE, 10 CM, N°4/5

Réf. IS04045



SONDE À VOIES LACRYMALES BOWMAN, DOUBLE, 10 CM, N°4/5



Réf. IS04045

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040030159

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 12,6

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,005

Poids conditionnement (kg) : 0,005

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS04045

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.