

PINCE CLAMP DE WERTHEIM 25 CM

Réf. IP25425



PINCE CLAMP DE WERTHEIM 25 CM

Réf. **IP25425**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040086217

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,6

Largeur conditionnement (cm) : 8,6

Longueur unitaire (cm) : 26,0

Longueur conditionnement (cm) : 26,0

Hauteur unitaire (cm) : 0,2

Hauteur conditionnement (cm) : 0,2

Poids unitaire (kg) : 0,106

Poids conditionnement (kg) : 0,106

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 17:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP25425

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.