


PINCE CLAMP BULLDOG, DROITE, 4 CM

Réf. IP55004



PINCE CLAMP BULLDOG, DROITE, 4 CM



Réf. IP55004

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040028378

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 4,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,006

Poids conditionnement (kg) : 0,006

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:16 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP55004

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.