

DISSECTEUR À HYPOPHYSE DE HARDY, POINTU À L'INTÉRIEUR, À DROITE

Réf. ID40000



DISSECTEUR À HYPOPHYSE DE HARDY, POINTU À L'INTÉRIEUR, À DROITE



Réf. ID40000

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe III

Marquage : CE

Code barres : 3661040014166

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 24,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,033

Poids conditionnement (kg) : 0,033

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ID40000

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.