

PINCE À IMPLANTATION DE DODEN 104 MM

Réf. IP52201



PINCE À IMPLANTATION DE DODEN 104 MM



Réf. IP52201

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040138237

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,6

Largeur conditionnement (cm) : 6,6

Longueur unitaire (cm) : 20,6

Longueur conditionnement (cm) : 20,6

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) : 0,7

Poids unitaire (kg) : 0,059

Poids conditionnement (kg) : 0,059

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:40 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP52201

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.