

VALVE DOYEN ABDOMINALE, 25 CM, 40 MM X 85 MM

Réf. IV03485



VALVE DOYEN ABDOMINALE, 25 CM, 40 MM X 85 MM



Réf. **IV03485**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040032320

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 27,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 5,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,234

Poids conditionnement (kg) : 0,234

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:50 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IV03485

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.