

MALLETTE ELITE BAGS HOVI - AVEC ROULETTES

Réf. MEHOVI01

ELITE BAGS



MALLETTE ELITE BAGS HOVI - AVEC ROULETTES



Réf. MEHOVI01

Mallette moderne avec une structure trolley intégrée. Grâce à celle-ci, l'utilisateur peut se déplacer facilement en ville pour ses visites à domicile. Fabriqué en Oxford PU bi-ton gris, elle allie polyvalence et design à la perfection.

- Structure trolley incorporé, avec poignée escamotable et deux roues.
- Deux poignées pour le transporter horizontalement ou verticalement.
- 5 compartiments amovibles avec partie frontale transparente, poignée et séparateurs internes amovibles, qui lui confèrent un intérieur modulable.
- Ampoulier isotherme avec 43 élastiques
- 2 poches frontales pour les objets personnels, documents, ordinateur, etc.
- La fermeture éclair peut se fermer avec cadenas.
- Base renforcée
- Structure renforcée pour protéger son contenu.
- Matériau: 600D Oxford PU/ POLYESTER
- Coloris: Gris bi-ton
- Poids: 3,50 kg

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : Code barres : 3661040178356

Garantie (mois) : 24 Code douanier : 4202.12.99.90

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 34,0 Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 47,0 Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 18,0 Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 3,500 Poids conditionnement (kg) : 3,850

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEHOVI01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.