

SAC URGENCE ELITE BAGS EMERAIR - ROUGE WATERPROOF

ELITE BAGS

Réf. MEEME06_R

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



SAC URGENCE ELITE BAGS EMERAIR - ROUGE WATERPROOF



Réf. MEEME06_R

Sac en polyester plastifié et imperméable qui vous permet de protéger son contenu en cas d'averses et d'intempéries.

Matériau facile à nettoyer et à désinfecter.

- Mesures : 30 x 50 x 23,5 cm/32,96l
- Poids : 3,65kg
- Capacité max recommandée : 25 kg

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040178301

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 42029270

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 30,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 50,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 23,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 3,650

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



24/11/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEEME06_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.