



SAC DE TRANSPORT POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. MDSACT01



SAC DE TRANSPORT POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Réf. **MDSACT01**

- Sac de transport pour moniteur disposant de doubles pochettes latérales à fermeture par glissière avec poche à filet pour ranger les accessoires et d'une pochette arrière.
- Volet face cristal transparents pour une bonne visibilité de l'écran et augmente sa protection lors de son transport et utilisation en intervention.
- Le moniteur est utilisable sans le sortir de sa housse, présence de tissu pvc troué sur le dessus du sac pour permettre la ventilation de moniteur.
- Toutes les connectiques sont accessibles grâce à une ouverture dans les pochettes intérieures de chaque côté de l'appareil et a l'arrière du sac.
- Protection de l'appareil garantie avec un fond renforcé en tissu microfibre noir et avec 4 pieds de fond.
- Transport du sac avec bandouillère.
- Matière : Cordura (tissu synthétique solide et respirant)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040218656

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 27,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 42,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 15,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,500

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:18 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MDSACT01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.