


SAC À DOS MÉDICAL CONVERTIBLE EIFFEL, DE BOISSY

Réf. MDEIFF03

De Boissy
— DEPUIS 1982



SAC À DOS MÉDICAL CONVERTIBLE EIFFEL, DE BOISSY



Réf. MDEIFF03

Il se porte en sac à dos, à la main ou encore à l'épaule ; un véritable couteau suisse !

D'un gris chiné, le tissu polyester est résistant, durable, déperlant et donc lavable, il est accompagné d'une bande réfléchissante pour la sécurité, et de glissières YKK® pour leur qualité.

- Son espace principal est modulable et contient 4 compartiments zippés, extractibles (fixés avec velcro) : 3 transparents pour identifier rapidement le contenu, et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable, pour y glisser jusqu'à 20 ampoules
- Un zip d'extension permet d'agrandir ce compartiment principal pour y ranger davantage de matériel
- Un second espace matelassé permet de ranger ordinateur/tablette et documents
- Ce modèle a également la grande poche ventrale (45x21 cm) qui s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques qui permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Deux poches externes zippées, plus une avec élastique dédiée à la bouteille de gel hydroalcoolique
- Les bretelles, les poignées et la bandoulière sont rembourrées, solides et dissimulables pour adopter le porté qui convient le mieux
- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 15/19 cm
- Poids : 2,1 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040218953

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 4202129000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 15,0

Largeur conditionnement (cm) : 50,0

Longueur unitaire (cm) : 30,0

Longueur conditionnement (cm) : 50,0

Hauteur unitaire (cm) : 45,0

Hauteur conditionnement (cm) : 35,0

Poids unitaire (kg) : 2,100

Poids conditionnement (kg) : 2,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



01/12/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MDEIFF03

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.