




SAC MÉDICAL MADRAGUE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Réf. MDMADR01



SAC MÉDICAL MADRAGUE, DE BOISSY

De Boissy
DEPUIS 1982

Réf. MDMADR01

Ecoresponsable, personnalisable et « super organisé » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Madrague : c'est le rose-rouge des lauriers de méditerranée, d'un lieu symbolique, plage refuge d'une icône féminine du cinéma français des « sixties ».

Si De Boissy a tenu à rendre hommage aux soignants et s'inspirer pour ses sacs de la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins, le look des sacs Madrague contraste bel et bien avec le classicisme habituel. De Boissy a joué la carte de l'élégance, de la tendance et de la modernité. Et il n'en reste pas moins qu'ils ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- L'espace principal intérieur grand volume comprend 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro, 1 compartiment matelassé pour l'ordinateur portable. Avec une très grande ouverture à zip bidirectionnel, il donne accès très facilement aux instruments de diagnostic et matériel de soin

- Cet espace comprend aussi 2 compartiments détachables (avec velcro) : 1 transparent pour identifier rapidement le contenu, et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable, pour y glisser jusqu'à 20 ampoules. Il y a également un mousqueton pour, par exemple, y regrouper les clefs des patients à visiter tous les jours et même une boucle élastique pour maintenir debout une bouteille ou une gourde.

- La poche ventrale (40x20 cm) s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...

- Trois poches externes zippées dont une pour les documents A4 et une autre sur le côté avec élastique pour y glisser la bouteille de gel hydroalcoolique qui reste accessible facilement et à tout moment

- 1 pochette, d'aspect cuir grainé, est détachable. Ce qui permet de personnaliser son sac (pochette fantaisie imprimée vendue séparément)

- Un port USB externe avec câble de chargement intégré permet de brancher une batterie de secours et ne jamais tomber en panne de téléphone, ou oublier son chargeur chez un patient

- Des poignées rembourrées et solides, une bandoulière rembourrée et réglable

- Un porte-nom pour bien identifier le sac

- Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l'usure

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040218991

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 20,0

Largeur conditionnement (cm) : 46,0

Longueur unitaire (cm) : 32,0

Longueur conditionnement (cm) : 60,0

Hauteur unitaire (cm) : 28,0

Hauteur conditionnement (cm) : 44,0

Poids unitaire (kg) : 1,650

Poids conditionnement (kg) : 1,650

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

03/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MDMADR01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.