



POCHETTE ISOTHERME AVEC POCHE DE GEL FROID, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Réf. MDPISOT01



POCHETTE ISOTHERME AVEC POCHE DE GEL FROID, DE BOISSY



Réf. **MDPISOT01**

- Séparateur central matelassé
- Fermeture avec glissière YKK® double sens
- 41 boucles d'élastiques de différentes tailles pour un maximum de 34 ampoules
- Dimensions l x h x p : 19 x 14 x 4 cm
- Poids : 0,1 kg (avec la poche de gel)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040219783

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 14,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 4,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,010

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



23/06/2022 12:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MDPISOT01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.