

PLV NÉNUPHAR POUR OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYFROG



Réf. K90022



PLV NÉNUPHAR POUR OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYFROG



Réf. K90022

Animez vos ventes et votre magasin avec la nouvelle PLV pour OXYFROG !

PLV cartonné de 20 x 20 cm pour mettre en avant l'oxymètre OXYFROG.
Pour 2 OXYFROG achetés, la PLV est offerte. Profitez-en vite !
Facile à installer et interactive : voir la vidéo dans l'onglet "VIDEO".
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks de la PLV.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	20,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	20,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. K90022