

AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - JEANS

ELITE BAGS

Réf. MEAMPO04

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTEE



AMPOULIER ISOTHERME ELITE BAGS PHIAL - JEANS



Réf. MEAMPO04

Ampoulier isotherme, 43 ampoules

- Séparateur central matelassé
- Éléments de fixation
- Coloris : jeans
- Poids : 190 g
- Mesures extérieures : 19,5 x 13 x 5 cm / 0,94 L
- Capacité maximum recommandée : 0,60 kg
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 420212

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 13,0

Largeur conditionnement (cm) : 14,5

Longueur unitaire (cm) : 19,5

Longueur conditionnement (cm) : 19,7

Hauteur unitaire (cm) : 5,0

Hauteur conditionnement (cm) : 5,5

Poids unitaire (kg) : 0,160

Poids conditionnement (kg) : 0,276

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



24/11/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEAMPO04

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.