

GARROT TOURNIQUET TACTIQUE, COULEUR NOIR

Réf. STGARR01



GARROT TOURNIQUET TACTIQUE, COULEUR NOIR

Réf. **STGARR01**

- Solide et résistant
- Fixation rapide grâce à la bande velcro
- Convient pour bras et jambe (cuisse comprise)
- Dimensions : 90 x 3,8 cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	3006100000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,078	Poids conditionnement (kg) :	0,078
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



14/02/2023 12:57 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. STGARR01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.