

PÈSE-PERSONNE KERN MGD, PLATEAU VERRE, ÉCRAN LCD, PORTÉE MAX 250 KG

KERN

Réf. EKMGD02



PÈSE-PERSONNE KERN MGD, PLATEAU VERRE, ÉCRAN LCD, PORTÉE MAX 250 KG



Réf. **EKMGD02**

Pèse personne avec plateau en verre robuste 250kg

- Surface élégante, facile à nettoyer
 - Stable et anti-dérapant
 - Grande simplicité d'utilisation : Toucher, monter dessus et lire le poids.
 - Fonction Auto-Off intégrée pour économiser la batterie.
 - Conversion possible entre kg et lb
 - Grand écran LCD contrasté pour faciliter la lecture
 - Dimension surface de pesée : 380x330 mm
 - Dimensions : 380x330x27 mm
- >> Existe en version 180kg : EKMGD01

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



14/02/2023 21:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMGD02

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.