

MARCHEPIED INOX HOLTEX, 1 MARCHE

Réf. OS0051



MARCHEPIED INOX HOLTEX, 1 MARCHE



Réf. **OS0051**

- Structure en tube d'acier inoxydable
- Marche recouverte de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg
- Dimensions: (L)40 x (l)24.5 x (H)22 cm

Inox ou Epoxy : quelle différence ?

Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	AUCUN	Code barres :	3661040165776
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	9402900000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	24,5	Largeur conditionnement (cm) :	31,0
Longueur unitaire (cm) :	40,0	Longueur conditionnement (cm) :	42,0
Hauteur unitaire (cm) :	22,0	Hauteur conditionnement (cm) :	7,0
Poids unitaire (kg) :	3,000	Poids conditionnement (kg) :	3,500
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/05/2022 21:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OS0051

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.