

## SPÉCULUM À FIL PALMER, DIAM 12 MM - L : 55 MM

Réf. IS20100



## SPÉCULUM À FIL PALMER, DIAM 12 MM - L : 55 MM

Réf. IS20100

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040031040

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 5,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,8

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,010

Poids conditionnement (kg) : 0,010

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:45 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS20100