

SPÉCULUM SIMS, JEU DE 3

Réf. IS20300



SPÉCULUM SIMS, JEU DE 3

Réf. IS20300

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040031057

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 9,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,1

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 3,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,340

Poids conditionnement (kg) : 0,340

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:45 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS20300

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.