

SPÉCULUM DE NOTT

Réf. IS21200



SPÉCULUM DE NOTT

Réf. **IS21200**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040031101

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 11,3

Largeur conditionnement (cm) : 11,3

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) : 19,0

Hauteur unitaire (cm) : 4,7

Hauteur conditionnement (cm) : 4,7

Poids unitaire (kg) : 0,162

Poids conditionnement (kg) : 0,162

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:45 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS21200

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.