

SPÉCULUM KILLIAN, SANS VIS DE BLOCAGE NASAL, 50 MM

Réf. IS23250



SPÉCULUM KILLIAN, SANS VIS DE BLOCAGE NASAL, 50 MM

Réf. IS23250

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040031200

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,100

Poids conditionnement (kg) : 0,108

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS23250

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.