

SPATULE OLIVECRONA, 18 CM

Réf. IS26118



SPATULE OLIVECRONA, 18 CM

Réf. **IS26118**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I_r

Marquage : CE

Code barres : 3661040031330

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,1

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 18,1

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,022

Poids conditionnement (kg) : 0,022

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS26118