

SPATULE À GOÎTRE KOCHER, 15 CM

Réf. IS27415



SPATULE À GOÎTRE KOCHER, 15 CM



Réf. **IS27415**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040031408

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 15,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,062

Poids conditionnement (kg) : 0,062

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS27415

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.