

TROCARD OCHSNER, 16 FG, 5,33 MM

Réf. IT11616



TROCARD OCHSNER, 16 FG, 5,33 MM



Réf. IT11616

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040031736

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,0

Largeur conditionnement (cm) : 4,0

Longueur unitaire (cm) : 16,0

Longueur conditionnement (cm) : 16,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) : 1,0

Poids unitaire (kg) : 0,036

Poids conditionnement (kg) : 0,036

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IT11616

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.