

TROCARD OSCHNER, 20 FG, 6,66 MM

Réf. IT11620



TROCARD OSCHNER, 20 FG, 6,66 MM



Réf. IT11620

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040031750
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	3,7	Largeur conditionnement (cm) :	3,7
Longueur unitaire (cm) :	14,0	Longueur conditionnement (cm) :	14,0
Hauteur unitaire (cm) :	1,3	Hauteur conditionnement (cm) :	1,3
Poids unitaire (kg) :	0,043	Poids conditionnement (kg) :	0,043
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IT11620

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.