

## TROCART D'ALBERTINI POUR SINUS MAXILLAIRE DIAM 3 MM

Réf. IT11800



# TROCART D'ALBERTINI POUR SINUS MAXILLAIRE DIAM 3 MM



Réf. IT11800

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040031774

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,057

Poids conditionnement (kg) : 0,057

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:50 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IT11800

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.